

REGANESTH® Spinalnadeln

Mit ISO 80369-6 NRFit™ Non-Luer Konnektoren

NRFit™

Non-Luer Konnektor gemäß ISO 80369-6




Hohe Fertigungsqualität - Durchdachte Eigenschaften und Patientensicherheit

- Anatomisch geformtes Griffstück
- Liquorsichtkammer mit Lupeneffekt
- ISO 80369-6: neue Anforderungen für Verbindungsstücke im Bereich der neuroaxialen Anwendungen und peripheren Nervenblockaden
- Vermeiden von Fehlverbindungen zwischen unterschiedlichen Anwendungsbereichen

Das Griffstück

» Unverändertes Kanülendesign




NRFit™
Non-Luer Konnektor gemäß ISO 80369-6

- » optimiertes Griffstück
- » komfortables Handling
- » verbesserter Griff
- » brillante Sichtkammer

Kanülenpräzision made by SARSTEDT

Pencil-Point



Quincke



Pencil-Point Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE/St.
79.8081.514	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 27G x 90 mm +Int.	●	20
79.8081.524	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 27G x 38 mm	●	20
79.8081.534	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 27G x 103 mm +Int.	●	20
79.8081.544	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 27G x 120 mm +Int.	●	20
79.8081.804	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 25G x 90 mm +Int.	●	20
79.8081.434	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 25G x 103 mm +Int.	●	20
79.8081.844	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 25G x 120 mm +Int.	●	20
79.8081.814	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 24G x 90 mm +Int.	●	20
79.8081.824	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 24G x 120 mm +Int.	●	20
79.8081.834	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 24G x 150 mm +Int.	●	20
79.8081.214	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 22G x 90 mm	●	20
79.8081.224	REGANESTH® Spinalnadel pencil-point NRFit 22G x 120 mm	●	20

Quincke Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE/St.
79.8082.254	REGANESTH® Spinalnadel Quincke NRFit 25G x 90 mm +Int.	●	20
79.8082.124	REGANESTH® Spinalnadel Quincke NRFit 22G x 120 mm	●	20
79.8082.184	REGANESTH® Spinalnadel Quincke NRFit 22G x 180 mm	●	20
79.8082.024	REGANESTH® Spinalnadel Quincke NRFit 22G x 38 mm	●	20
79.8082.214	REGANESTH® Spinalnadel Quincke NRFit 22G x 50 mm	●	20
79.8082.224	REGANESTH® Spinalnadel Quincke NRFit 22G x 90 mm	●	20
79.8082.204	REGANESTH® Spinalnadel Quincke NRFit 20G x 90 mm	●	20

NRFit™ ist eine Marke der GEDSA und wird mit Genehmigung verwendet.

Vertrieb durch:

TRANSMED
Medizintechnik GmbH & Co. KG
Zinsdorfer Weg 16
33181 Bad Wünnenberg
Telefon: +49 2953 98 49 0
Telefax: +49 2953 72 41
info@transmed-medizintechnik.de
www.transmed-medizintechnik.de