

# Epiduralanästhesie und CSE



## Sicheres und komfortables Handling

- Setlösungen für die Epiduralanästhesie und die kombinierte Spinal-Epidural-Anästhesie
- Tuohy-Nadel mit großer, ergonomischer Griffplatte
- Epiduralkatheter von hoher Knickstabilität und besonders guter Gleiteigenschaft

## Die Tuohy-Nadel

- Große, ergonomische, dekonnektierbare Griffplatte
- Gutes Punktionsverhalten durch Tuohy-Schliff
- Zentimetermarkierungen zur Kontrolle der Einstichtiefe

## Die REGANESTH® Spinalnadel

- Minimale Duraperforation durch atraumatischen pencil-point-Schliff
- Sichere Handhabung durch anatomisch geformtes Griffstück
- Liquorsichtkammer mit Lupeneffekt ermöglicht die Identifikation von selbst kleinster Flüssigkeitsmengen

## Das Zubehör

- Epiduralkatheter mit abgerundeter Spitze und drei endständigen Öffnungen
- Besonders leichtgängige L.O.R. Spritze
- Tuohy Borst Adapter
- Flachfilter 0,2 µm



## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE
79.8089.159	Epidural-Set 18G/21G x 900mm Tuohy-Nadel 18G x 90 mm, Epiduralkatheter 21G x 900 mm, Tuohy Borst Adapter, Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm, L.O.R. Spritze LL	5
79.8089.219	CSE-Set II 18G/27G 900 REGANESTH® Spinalnadel pencil-point 27G x 125 mm, Tuohy-Nadel 18G x 90 mm, Epiduralkatheter 21G x 900 mm, Tuohy Borst Adapter, Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm, L.O.R. Spritze LL	5
79.8086.000	Flachfilter 0,2 µm	20

### Vertrieb durch:

TRANSMED  
Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Zinsdorfer Weg 16  
33181 Bad Wünnenberg  
Telefon (+49) 0 29 53 98 49-0  
Telefax (+49) 0 29 53 72 41  
info@transmed-medizintechnik.de  
www.sarstedt.com