


primed[®]

PRIMEDILOOPS[®]
Gefäßschlingen ■ Vessel Loops ■
Des lacs Vasculaires

PRODUKTKATALOG
PRODUCT CATALOG
CATALOGUE PRODUITS



PRIMEDILOOP® Gefäßschlingen aus Silikon sind wirkungsvolle Hilfsmittel während einer OP. Sie ermöglichen ein schnelles Unterbinden, Erfassen und Kennzeichnen von Arterien, Venen, Ureteren und Sehnen.

FARBlich UNTERSCHIEDBAR: PRIMEDILOOP® Gefäßschlingen sind in 4 verschiedenen Farben (blau, rot, weiß, gelb) erhältlich, die eine leichte Identifikation während des Eingriffs garantieren.

MATERIALQUALITÄT: PRIMEDILOOPS® sind biokompatibel, latex-frei und röntgenkontrastfähig. Die glatte Oberfläche verhält sich gewebeutral und ist gleichmäßig dehnbar.

SCHONENDE QUERBANDFORM: Besonders schonend wirkt der ovale Bandquerschnitt, der den Druck auf eine größere Fläche verteilt. So wird ein geschmeidiges Aufliegen auf dem angeschlungenen Gewebe erreicht.

EINSATZGEBIETE: Allgemeinchirurgie Gefäßchirurgie, Herz- und Thoraxchirurgie, Neurochirurgie und Urologie.

PRIMEDILOOP® vascular loops made of silicone are an efficient aid during surgery. They allow rapid tying off, snaring and marking of arteries, veins, ureters and tendons.

COLOUR-CODED: PRIMEDILOOP® vascular loops are available in four different colours (blue, red, yellow and white), which ensure simple identification during the intervention.

MATERIAL QUALITY: PRIMEDILOOPS® are biocompatible, latex-free and radiopaque. The smooth surface does not react with the tissue and stretches evenly.

GENTLE CROSS-SECTION DESIGN: The oval belt cross-section is particularly gentle as it distributes the pressure across a larger surface area. This allows it to rest sleekly against the snared tissue.

AREAS OF APPLICATION: General vascular surgery, cardiothoracic surgery, neurosurgery and urology.

Les liens PRIMEDILOOP® en silicone sont très efficaces lors d'interventions chirurgicales nécessitant une rapide rétractation, une occlusion et/ou une identification d'artères, de veines, d'uretères et de tendons.

DISTINGUABLES À LEUR COULEUR: les liens PRIMEDILOOP® existent en 4 couleurs différentes (bleu, rouge, blanc, jaune), assurant une identification facile lors de l'intervention.

QUALITÉ DE MATÉRIEL: les liens PRIMEDILOOP® sont biocompatibles, exempts de latex et adaptés pour les contrastes en radiographies. La surface lisse n'agresse pas les tissus et est uniformément extensible.

COUPE TRANSVERSALE: les liens sont de section ovale, ce qui permet une répartition de la pression sur une plus grande surface ainsi qu'une pose agréable et douce.

DOMAINES D'EMPLOI: chirurgie générale, chirurgie vasculaire, chirurgie du cœur et du thorax, neurochirurgie et urologie




PRIMEDILOOPS®



PRIMEDILOOP® weiß/ white/ blanc

Art.-Nr./ Art. no./ no Art.	Größe Size Grandeur	Maße Measures Dimensions	Länge Length Longueur	VE PU UE
20400	Mini	1,5 x 1,0 mm	48 cm	10 x 2 St.
20404	Maxi	2,5 x 1,2 mm	47 cm	10 x 2 pcs.
20408	Super-Maxi	5,0 x 1,5 mm	47,5 cm	10 x 2 unités


weiß = Kennzeichnung für Nerven & Sehnen
white = indicates nerves and tendons
blanc = indique les nerfs et les tendons



PRIMEDILOOP® blau/ blue/ bleu

Art.-Nr./ Art. no./ no Art.	Größe Size Grandeur	Maße Measures Dimensions	Länge Length Longueur	VE PU UE
20403	Mini	1,5 x 1,0 mm	48 cm	10 x 2 St.
20407	Maxi	2,5 x 1,2 mm	47 cm	10 x 2 pcs.
20411	Super-Maxi	5,0 x 1,5 mm	47,5 cm	10 x 2 unités

blau = Kennzeichnung für Venen
blue = indicates veins
bleu = indique les veines



PRIMEDILOOP® rot/ red/ rouge


Art.-Nr./ Art. no./ no Art.	Größe Size Grandeur	Maße Measures Dimensions	Länge Length Longueur	VE PU UE
20402	Mini	1,5 x 1,0 mm	48 cm	10 x 2 St.
20406	Maxi	2,5 x 1,2 mm	47 cm	10 x 2 pcs.
20410	Super-Maxi	5,0 x 1,5 mm	47,5 cm	10 x 2 unités

rot = Kennzeichnung für Arterien
red = indicates arteries
rouge = indique les artères

VPE = kleinste Verpackungseinheit
PU = packaging unit
UE = unité élémentaire d'emballage



PRIMEDILOOPS®



PRIMEDILOOP® gelb/ yellow/ jaune

Art.-Nr./ Art. no./ no Art.	Größe Size Grandeur	Maße Measures Dimensions	Länge Length Longueur	VE PU UE
20401	Mini	1,5 x 1,0 mm	48 cm	10 x 2 St.
20405	Maxi	2,5 x 1,2 mm	47 cm	10 x 2 pcs.
20409	Super-Maxi	5,0 x 1,5 mm	47,5 cm	10 x 2 unités

gelb = Kennzeichnung für Harnleiter
yellow = indicates ureters
jaune = indique les uretères

VPE = kleinste Verpackungseinheit
PU = packaging unit
UE = unité élémentaire d'emballage

HERSTELLER/ MANUFACTURER/ FABRICANT

Primed® HALBERSTADT
MEDIZINTECHNIK GMBH
STRASSE DES 20. JULI 1
D-38820 HALBERSTADT
PHONE: 0049 (0) 3941 - 668 6
FAX: 0049 (0) 3941 - 245 65
WWW.PRIMED-HALBERSTADT.DE
PRIMED@PRIMED-HALBERSTADT.DE

VERTRIEB/ YOUR DISTRIBUTOR/ VOTRE NÉGOCIANT

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! ALL RIGHTS TO TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED! SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES!

REVISION STATUS/REVISION STATUS /ÉTAT DE REVISION: REV.03/2017-04-04

STERILE EO

