

SteriVision™ - SteriSonic™




Sterile Kamera- und Kabelbezüge Sterile Camera and Cable Drapes

SteriVision™

SteriVision™ Standard


Kamerabezug, teleskopgefaltet | Camera drape, telescope folded

REF	Breite Width	Länge Length	VE Units
ES10013	13 cm	250 cm	50
ES10018	18 cm	250 cm	50




SteriVision™ Plus

Kamerabezug, teleskopgefaltet | Camera drape, telescope folded



Ausklappen der inneren Falzungen mit den Zeigefingern.

Unfold the cardboard with the forefingers.



Vollständig geöffnete Einführungs-
hilfe mit vergrößerter Öffnung.

*Completely opened insertion support
with enlarged opening.*



Einhändiges Halten.
Die ausgeklappte Falzung hält die
Einführungshilfe geöffnet.

*One hand held. The unfolded
cardboard keeps the drape open.*

REF	Breite Width	Länge Length	VE Units
ES20013	13 cm	250 cm	50
ES20018	18 cm	250 cm	50

SteriVision™ Small


Dentalbohrer- und Kabelbezüge, teleskopgefaltet
Dental drill and cable drapes, telescope folded

REF	Breite <i>Width</i>	Länge <i>Length</i>	VE <i>Units</i>
ED20008	8 cm	150 cm	100
ES20008	8 cm	150 cm	50

SteriSonic™

Ultraschallkopf- und Kabelbezüge, teleskopgefaltet
Ultrasonic head and cable drapes, telescope folded

REF	Breite <i>Width</i>	Länge <i>Length</i>	VE <i>Units</i>
ED20815	8 cm	150 cm	50
ED21315	13 cm	150 cm	50
ED20825	8 cm	250 cm	50
ED21325	13 cm	250 cm	50
ED21825	18 cm	250 cm	50



Geschlossene Seite
Closed end

Die Produkte werden hergestellt durch | *The products are manufactured by:*
MEDICOCARE · Voltastraat 8 · 3281 NG Numansdorp · The Netherlands
Tel. +31 (0)186 65 96 96 · info@medicocare.nl · www.medicocare.nl



RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany
Tel. +49 9128 / 91 15 0, Fax +49 9128 / 91 15 91, infomail@resorba.com, www.resorba.com

